

Starrrahmen-Rollstühle

	Mio (Design 2018)	Mio Carbon (Design 2018)	Airon	Vector	Vector BSA
Modell					
Beschreibung	-Kinder-Aktivrollstuhl mit vielen Möglichkeiten -kompakte und starre Leichtbauweise -kinderleichtes Handling -große Farbauswahl -mitwachsend	-gewichtsoptimierter Kinder-Aktivrollstuhl -systemidentisch zum Mio (Design 2018) -Aktivseitenteile, Muldenrücken sowie Sitz- und Fußplatte aus Carbon -mitwachsend	-open frame Aktivrollstuhl -für Jugendliche und Erwachsene -stabiles und einfaches Handling -Rahmen gekröpft, gerade und abduziert sowie 90° u. 100° mgl. -mitwachsend	-SORG-Allrounder von Kindes- bis Erwachsenenalter -auf den Benutzer einstellbarer Rollstuhl -abduzierter oder gerader Rahmen mgl. -XL-Rahmenhöhe mgl. -mitwachsend	-SORG-Allrounder mit abschwinkbaren Beinstützen -feinstufig auf den Benutzer einstellbar -abduzierter oder gerader Rahmen mgl. -XL-Rahmenhöhe mgl. -mitwachsend
Sitzbreite (SB)	18 - 34 cm (+ 2 cm)	18 - 30 cm (+ 2 cm)	28 - 50 cm (+ 2 cm)	26 - 46 cm (+ 4 cm)	30 - 46 cm (+ 4 cm)
Sitztiefe (ST)	18 - 36 cm (+ 4 cm)	18 - 30 cm (+ 4 cm)	32 - 50 cm (+ 3 cm)	28 - 50 cm (+ 4 cm)	34 - 50 cm (+ 4 cm)
Rückenhöhe (RH)	17,5 - 40 cm (+ 5 cm)	17,5 - 35 cm (+ 5 cm)	25 - 50 cm (+ 5 cm)	25 - 50 cm (+ 5 cm)	30 - 50 cm (+ 5 cm)
max. Zuladung	50 kg	50 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Antriebsrad-Größen	20“, 22“ und 24“	18“, 20“, 22“ und 24“	22“ und 24“	22“, 24“ und 26“	22“, 24“ und 26“
Lenkrad-Größen	4“ + 5“	4“ + 5“	5“ - 6“	4“ - 7“	4“ - 7“
Hilfsmittelnummer	18.50.03.2006	-	18.50.03.6018	18.50.03.6004	18.50.03.6005
Crash-Test		-			

Faltrollstühle

	Jump alpha	Jump beta Sport	Jump beta BSA
Modell			
Beschreibung	-verwindungsarmer Faltrollstuhl für Kinder und Erwachsene -flexibel und vielseitig -viele Ausstattungsvarianten -mitwachsend	-vielseitiges Anschlussmodell des Jump alpha -umfangreiche Ausstattungsvarianten -diverse Rahmenvarianten (auch XL-Rahmenhöhe) -mitwachsend	-vielseitiges Anschlussmodell des Jump alpha -abnehmbare und abschwinkbare Beinstützen -große Ausstattungsvielfalt -diverse Rahmenvarianten (auch XL-Rahmenhöhe) -mitwachsend
Sitzbreite (SB)	24 - 38 cm (+ 2 cm)	30 - 50 cm (+ 2 cm)	30 - 50 cm (+ 2 cm)
Sitztiefe (ST)	26 - 38 cm (+ 4 cm)	34 - 54 cm (+ 4 cm)	34 - 54 cm (+ 4 cm)
Rückenhöhe (RH)	25 - 45 cm (+ 5 cm)	25 - 50 cm (+ 5 cm)	30 - 50 cm (+ 5 cm)
max. Zuladung	75 kg	120 kg	120 kg
Antriebsrad-Größen	20“, 22“ und 24“	22“, 24“ und 26“	22“, 24“ und 26“
Lenkrad-Größen	4“ - 6“	4“ - 7“	4“ - 7“
Hilfsmittelnummer	18.50.03.1079	18.50.03.1084	18.50.03.1083
Crash-Test			

Kantelrollstühle + dynamische Rollstühle

Modell	Mio Move	Tilty Vario	Loop ^{SORG}	Loop RS	Dynamis TSD	Dynamis MV
Beschreibung	- Kombination aus Aktiv- und Kantele-Rollstuhl für Kinder und Jugendliche - Kantelemechanismus ermöglicht den Wechsel zwischen aktiven und passiven Phasen - mitwachsend	- Kantele-Rollstuhl mit vielen Möglichkeiten - geeignet für aktive oder passive Nutzer - Aktivitätsgrad schrittweise auf- und ausbauen - optimale Anpassung - mitwachsend	- mitwachsendes Sitzschalen-Untergestell - hoher Patientenutzen und benutzerfreundliches Handling - feinstufig einstellbar	- mitwachsender Kantele-Rollstuhl für eine optimale Positionierung - optionale ERGO Sitz- und Rückeneinheit - feinstufig einstellbar	- dynamischer Kantele-Rollstuhl mit physiologischen Drehpunkten und federnden Elementen - als Basis für Sitzschalensysteme oder mit ergonomischer Sitz- und Rückeneinheit - individuell einstellbar - mitwachsend	- dynamischer Adaptiv-Rollstuhl (ohne Kantelefunktion) mit physiologischen Drehpunkten und federnden Elementen - als Basis für Sitzschalensysteme oder mit ergonomischer Sitz- und Rückeneinheit - individuell einstellbar - mitwachsend
Sitzbreite (SB)	20 - 34 cm (+ 2 cm)	28 - 44 cm (+ 4 cm)	Rahmenbreite 30 - 50 cm (+ 4 cm)	30 - 48 cm (+ 4 cm)	26 - 50 cm (+ 4 cm)	32 - 50 cm (+ 4 cm)
Sitztiefe (ST)	18 - 36 cm (+ 3 cm)	30 - 44 cm (+ 4 cm)	32cm, 38cm, 44cm (+ 6 cm)	30 - 48 cm (+ max. 6 cm)	28 - 52 cm (+2 cm)	34 - 52 cm (+2 cm)
Rückenhöhe (RH)	25 - 45 cm (+ 5 cm)	30-50 cm (+ 5 cm)	43 oder 50	30 - 60 cm (+ 5 cm)	35 - 65 cm	40 - 65 cm
max. Zuladung	50 kg	90 kg	120 kg	120 kg	90 kg	90 kg
Antriebsrad-Größen	20“, 22“ und 24“	22“ und 24“	12“, 16“, 20“, 22“ und 24“	12“, 16“, 20“, 22“ und 24“	16“, 20“, 22“ und 24“	20“, 22“ und 24“
Lenkrad-Größen	4“ + 5“	5“ - 6“	5“ - 7“	5“ - 7“	5“ - 7“	5“ - 7“
Hilfsmittelnummer	18.50.03.2005	18.50.03.2004	26.99.01.1078 / 26.99.01.1045	18.50.03.2001	-	-
Kantelewinkel	von -5° bis +35°	von 0° bis +25°	von -5° bis +35° oder +2,5° bis +40°	-3° bis +35°	-3° bis +30°	-
Crash-Test						

Stehfahrer

Modell	Boogie Drive
Beschreibung	- mitwachsender Stehfahrer für Kinder und Jugendliche - unterstützt das therapeutische Konzept der frühkindlichen Mobilität in aufrechter Haltung
Rahmenbreiten (RB) bzw. Beckenbreiten	Gr. 1: 36 cm Gr. 2: 40 cm Gr. 3: 44 cm Alle Größen jeweils +4 cm mitwachsend
max. Zuladung	bis zu 60 kg
Antriebsrad-Größen	24“, 26“, 28“, 30“, 32“, 36“
Patientengrößen	Geeignet für Körpergröße: Gr. 1: 80-110 cm Gr. 2: 100-130 cm Gr. 3: 120-150 cm
Neigungsverstellung	Mittelsäule 0°-15° nach vorne neigbar
Hilfsmittel-Nummer	28.29.01.3010