

Eine Familie – drei Modelle

Die Familie im Überblick:

	Mio (Design 2018)	Mio Carbon (Design 2018)	Mio Move
Sitzbreite (SB)	18 - 34 cm	18 - 30 cm	20 - 34 cm
Sitztiefe (ST)	18 - 36 cm	18 - 30 cm	18 - 36 cm
Rückenhöhe (RH)	17,5 - 40 cm	17,5 - 35 cm	25 - 45 cm
Max. Zuladung	50 kg	50 kg	50 kg
Antriebsradgröße	18", 20", 22", 24"	18", 20", 22", 24"	20", 22", 24"
Unterschenkellänge	15 - 37 cm	15 - 30 cm	bis max. 37 cm
Mitwachsend in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe	✓	✓	✓
Abduktion (stark oder schwach)	✓	✓	✓
Zwei Rahmenformen	✓	✓	✓
Zum Transport im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 geeignet	✓		✓
Kantelung			✓
Rückenwinkel	80°-100° oder 78°-114°	80°-100°	78°-126°

Ausstattungsbeispiele

Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Bestellblatt des entsprechenden Rollstuhls

Lenk- und Schiebehilfe

Sonnenschutzdach

Doppelgreifring

Rücken ohne Rückenrohre

Rahmenformen Retro und Stier

Hochklappbare Beinstütze

Einhandschiebegriff

Sicherheitsräder (Kippschutz)

Therapietisch

Und vieles mehr...

Mio-Familie Leichte Aktivrollstühle für Kinder und Jugendliche



Mio Familie



Aktivrollstühle für Kinder und Jugendliche
Leicht, extraleicht oder kantelbar

Mio Design 2018

Leichter und wendiger Aktivrollstuhl

Mio Carbon Design 2018

Der extraleichte Aktivrollstuhl

Mio Move

Der kantelbare Aktivrollstuhl




Besondere Menschen, besondere Lösungen.

Mio (Design 2018)

Der aktive Kinderrollstuhl

HMV-Nr. 18.99.02.1023




Auf einen Blick

- Aktivrollstuhl für Kinder
- Für die Frühversorgung ausgelegtes Hilfsmittel (bereits ab 12 Monaten) und weit darüber hinaus
- Leicht- und Kompaktbauweise
- Kinderleichtes Handling
- Höchste Stabilität
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Mio Carbon (Design 2018)

Leichter, wendiger Aktivrollstuhl




Auf einen Blick

- Gewichtsoptimierter Kinderaktivrollstuhl
- Für die Frühversorgung ausgelegtes Hilfsmittel (bereits ab 12 Monaten) und weit darüber hinaus
- Sitzplatte, Muldenrücken, Kleiderschutzseitenteil und Fußplatte aus ultraleichtem Carbon

Mio Move

Der kantelbare Aktivrollstuhl

HMV-Nr. 18.99.02.1020



Auf einen Blick

- Kantelrollstuhl für Kinder und Jugendliche
- Für die Frühversorgung ausgelegtes Hilfsmittel (bereits ab 12 Monaten) und weit darüber hinaus
- Aktiv-Rollstuhl und Reha-Buggy-Funktion vereint
- Wechsel zwischen aktiven und passiven Phasen möglich
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

